
样品信息

样品信息 : 2024/09/29 19:54:28 : 2 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\1\2.qgd : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\2.qgd : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇.qgm : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇.qgm

色谱图 2 D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\1\2.qgd



				峰表 TIC					
峰号	保留时间	I. Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称	
1	2.067	2.020	2.235	848839	0.0293	172628	75-07-0	乙醛	
2	3. 244	3. 180	3.390	10817112	0.3730	2933402	141 - 78 - 6	乙酸乙酯	
3	4.690	3.885	4.840	1195266290	41.2116	31654200	64 - 17 - 5	乙醇	
4	6.468	6.390	6.565	3145194	0.1084	909125	105-54-4	丁酸乙酯	
5	6.761	6.685	6.860	1198336	0.0413	289498	71-23-8	正丙醇	
6	10.093	6. 930	10.670	1628504407	56. 1492	12395188	7732-18-5	水	
7	13. 304	13. 155	13.455	2398365	0.0827	573307	123 - 51 - 3	异戊醇	
8	13.720	13. 455	13.905	31423536	1.0835	5559270	123-66-0	己酸乙酯	
9	18.045	17.990	18. 115	28504	0.0010	8660	106-30-9	庚酸乙酯	
10	18. 962	18. 755	19. 130	8440882	0.2910	1854951	687-47-8	L-乳酸乙酯	
11	23. 786	23.605	24.055	5174460	0.1784	863903	64 - 19 - 7	乙酸	
12	30. 758	30.655	30. 955	1808601	0.0624	426222	107-92-6	丙二醇甲醚	
13	34.812	34.690	34.910	141338	0.0049	37976	109 - 52 - 4	正戊酸	
14	38.625	38. 505	38.830	10021978	0.3455	2328817	142-62-1	正己酸	
15	48. 339	48.230	48.630	1098524	0.0379	131800	56-81-5	甘油	
				2900316366	100.0000	60138947			