


分析日期 : 2024/10/10 11:14:15
样品名 : 51
样品 ID :
数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\1\51. qgd
原始数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\51. qgd
方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm
原始方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm
报告文件 :

样品信息

色谱图 51 D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\1\51. qgd



峰表 TIC									
峰号	保留时间	I. Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称	
1	2.047	2.005	2.230	1857040	0.0865	761553	75-07-0	乙醇	
2	2.561	2.485	2.600	125645	0.0059	35381	67-64-1	丙酮	
3	2.631	2.600	2.710	185166	0.0086	71804	109-94-4	甲酸乙酯	
4	2.848	2.815	2.915	29282	0.0014	11004	462-95-3	二乙氧基甲烷	
5	3.221	3.155	3.440	18148982	0.8454	4144176	141-78-6	乙酸乙酯	
6	3.632	3.515	3.785	436304	0.0203	74720	590-86-3	异戊醛	
7	4.649	3.850	4.910	826238392	38.4883	25156449	64-17-5	乙醇	
8	4.975	4.925	5.055	96830	0.0045	30262	1741-41-9	异丁醛二乙基乙缩醛	
9	6.300	6.230	6.370	324235	0.0151	102468	78-92-2	仲丁醇	
10	6.443	6.370	6.530	4039594	0.1882	1068331	105-54-4	丁酸乙酯	
11	6.620	6.530	6.680	942219	0.0439	138609	71-23-8	正丙醇	
12	6.771	6.680	6.890	3550533	0.1654	693843	71-23-8	正丙醇	
13	10.332	6.890	10.800	1197166777	55.7671	9415077	7732-18-5	水	
14	11.143	10.800	11.325	5235720	0.2439	1227440	71-36-3	正丁醇	
15	13.343	13.175	13.450	4860520	0.2264	1039888	123-51-3	异戊醇	
16	13.638	13.450	13.750	34619914	1.6127	5097967	123-66-0	己酸乙酯	
17	15.017	14.935	15.110	362884	0.0169	105245	71-41-0	正戊醇	
18	15.319	15.260	15.385	42179	0.0020	12056	142-92-7	乙酸己酯	
19	16.203	16.120	16.260	51482	0.0024	15143	65330-49-6	呋喃乙醚	
20	16.523	16.405	16.625	267503	0.0125	52687	513-86-0	3-羟基-2-丁酮	
21	17.295	17.235	17.365	88237	0.0041	26401	626-77-7	己酸丙酯	
22	17.969	17.895	18.060	657271	0.0306	189494	106-30-9	庚酸乙酯	
23	18.941	18.800	19.175	13398727	0.6241	2872176	687-47-8	L-乳酸乙酯	
24	19.283	19.175	19.475	2484087	0.1157	604606	111-27-3	正己醇	
25	21.405	21.270	21.475	246580	0.0115	67810	626-82-4	己酸丁酯	
26	21.536	21.490	21.590	28989	0.0014	10116	2639-63-6	丁酸己酯	
27	22.370	22.270	22.460	833467	0.0388	230394	106-32-1	辛酸乙酯	
28	23.257	23.200	23.410	273186	0.0127	48974	4096-24-5	3-乙酰基-2-丁酮	
29	23.551	23.505	23.590	28476	0.0013	9598	111-70-6	正庚醇	
30	23.685	23.600	24.100	12505635	0.5825	1417019	64-19-7	乙酸	
31	26.209	26.165	26.290	42823	0.0020	10912	138-22-7	乳酸丁酯	
32	26.412	26.325	26.480	98352	0.0046	16005	64-18-6	甲酸	
33	27.061	27.000	27.110	157129	0.0073	51632	25601-36-9	2-羟基乙基己酸酯	
34	27.154	27.110	27.205	55888	0.0026	19084	513-85-9	2,3-丁二醇	
35	27.271	27.210	27.340	51843	0.0024	12752	79-09-4	丙酸	
36	27.682	27.615	27.730	43950	0.0020	14415	111-87-5	正辛醇	
37	28.385	28.310	28.435	53348	0.0025	16123	79-31-2	异丁酸	
38	28.659	28.580	28.765	129011	0.0060	29186	513-85-9	2,3-丁二醇	
39	29.228	29.125	29.330	188848	0.0088	40331	57-55-6	丙二醇	
40	29.517	29.440	29.590	264644	0.0123	73682	6378-65-0	己酸己酯	
41	30.704	30.525	30.925	2052530	0.0956	440278	107-92-6	丙二醇甲醚	
42	31.808	31.750	31.880	51741	0.0024	13942	98-00-0	糠醇	
43	32.239	32.145	32.320	199699	0.0093	44680	503-74-2	异戊酸	
44	34.756	34.675	34.835	297158	0.0138	75193	109-52-4	正戊酸	
45	35.540	35.460	35.620	173900	0.0081	49373	63169-61-9	三氟乙酸乙酯	
46	36.073	36.000	36.150	70456	0.0033	17223	101-97-3	苯乙酸乙酯	
47	38.572	38.450	38.950	13223818	0.6160	2853157	142-62-1	正己酸	
48	39.471	39.415	39.530	29871	0.0014	9127	2021-28-5	3-苯丙酸乙酯	
49	40.532	40.465	40.620	196436	0.0092	49020	60-12-8	苯乙醇	

峰号	保留时间	I. Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称
50	42.200	42.135	42.270	91263	0.0043	27734	111-14-8	庚酸
51	44.354	44.315	44.400	93813	0.0044	45653	124-07-2	辛酸
52	44.682	44.650	44.725	32111	0.0015	16589	106-44-5	对甲苯酚
				2146724488	100.0000	58656782		