


分析日期 : 2024/10/11 03:22:20
样品名 : 64
样品 ID :
数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\1\64. qgd
原始数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\64. qgd
方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm
原始方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm
报告文件 :

样品信息

色谱图 64 D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\1\64. qgd



峰表 TIC									
峰号	保留时间	I. Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称	
1	2.053	2.000	2.155	1655490	0.1484	671404	75-07-0	乙醛	
2	2.560	2.510	2.610	119191	0.0107	30655	0-00-0	乙酸异丙酯	
3	2.637	2.610	2.705	160737	0.0144	66409	109-94-4	甲酸乙酯	
4	2.847	2.815	2.920	29836	0.0027	9220	462-95-3	二乙氧基甲烷	
5	3.230	3.165	3.465	14203809	1.2733	3201258	141-78-6	乙酸乙酯	
6	3.641	3.595	3.760	206437	0.0185	50264	590-86-3	异戊醛	
7	4.990	4.920	5.100	257197	0.0231	46937	1741-41-9	异丁醛二乙基缩醛	
8	6.317	6.120	6.380	579616	0.0520	102680	78-92-2	仲丁醇	
9	6.457	6.380	6.540	3625796	0.3250	962567	105-54-4	丁酸乙酯	
10	6.787	6.540	6.900	4323427	0.3876	597594	71-23-8	正丙醇	
11	10.398	6.900	10.985	1007931704	90.3537	8337910	7732-18-5	水	
12	11.156	10.985	11.435	4647392	0.4166	1099502	71-36-3	正丁醇	
13	11.686	11.640	11.730	17286	0.0015	6076	0-00-0	4-甲基戊酸乙酯	
14	12.868	12.800	12.920	27224	0.0024	8831	109-21-7	丁酸丁酯	
15	13.357	13.185	13.460	4346033	0.3896	942370	123-51-3	异戊醇	
16	13.653	13.460	13.760	28185971	2.5267	4263653	123-66-0	己酸乙酯	
17	13.815	13.770	13.870	18839	0.0017	6955	0-00-0	4-甲基-2-戊醇	
18	15.041	14.885	15.210	365802	0.0328	91825	71-41-0	正戊醇	
19	15.338	15.265	15.405	35086	0.0031	9738	142-92-7	乙酸己酯	
20	16.222	16.165	16.295	48229	0.0043	14509	65330-49-6	呋喃乙酯	
21	16.550	16.385	16.735	277291	0.0249	48094	513-86-0	3-羟基-2-丁酮	
22	16.893	16.835	16.980	15695	0.0014	4709	7789-92-6	1,1,3-三乙氧基丙烷	
23	17.308	17.215	17.365	79651	0.0071	24035	626-77-7	己酸丙酯	
24	17.991	17.900	18.080	591824	0.0531	169185	106-30-9	庚酸乙酯	
25	18.779	18.655	18.805	14057	0.0013	4170	626-82-4	己酸丁酯	
26	18.958	18.835	19.210	11018935	0.9878	2353252	687-47-8	L-乳酸乙酯	
27	19.303	19.210	19.510	2236516	0.2005	548792	111-27-3	正己醇	
28	21.427	21.300	21.495	201529	0.0181	58679	626-82-4	己酸丁酯	
29	21.548	21.510	21.625	22770	0.0020	8545	2639-63-6	丁酸己酯	
30	22.405	22.210	22.535	757887	0.0679	194230	106-32-1	辛酸乙酯	
31	23.291	23.135	23.485	236484	0.0212	40197	4096-24-5	3-乙酰基-2-丁酮	
32	23.570	23.510	23.620	42663	0.0038	11811	111-70-6	正庚醇	
33	23.680	23.620	24.135	11273439	1.0106	1301256	64-19-7	乙酸	
34	25.578	25.520	25.710	32460	0.0029	7417	6378-65-0	己酸己酯	
35	26.250	26.185	26.300	29152	0.0026	7244	138-22-7	乳酸丁酯	
36	26.454	26.395	26.680	146222	0.0131	17139	64-18-6	甲酸	
37	27.083	26.960	27.120	210917	0.0189	56836	25601-36-9	2-羟基乙基己酸酯	
38	27.161	27.120	27.240	182115	0.0163	36093	513-85-9	2,3-丁二醇	
39	27.282	27.240	27.510	132239	0.0119	22942	79-09-4	丙酸	
40	27.684	27.610	27.780	35398	0.0032	8581	111-87-5	正辛醇	
41	28.394	28.310	28.480	63993	0.0057	16703	79-31-2	异丁酸	
42	28.678	28.510	28.910	185080	0.0166	28731	513-85-9	2,3-丁二醇	
43	29.260	28.910	29.460	185408	0.0166	33871	57-55-6	丙二醇	
44	29.560	29.460	29.710	241074	0.0216	59643	6378-65-0	己酸己酯	
45	30.720	30.585	31.010	2147866	0.1925	433491	107-92-6	丙二醇甲醚	
46	31.825	31.730	31.910	50912	0.0046	11904	98-00-0	糠醇	
47	32.255	32.085	32.375	182997	0.0164	43769	503-74-2	异戊酸	
48	34.786	34.685	34.985	385722	0.0346	84092	109-52-4	正戊酸	
49	35.560	35.450	35.660	158428	0.0142	43638	63169-61-9	三氟乙酸乙酯	

峰号	保留时间	I. Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称
50	36.092	35.975	36.175	50485	0.0045	13809	101-97-3	苯乙酸乙酯
51	37.103	37.025	37.215	33953	0.0030	7072	0-00-0	4-甲基戊酸
52	38.585	38.460	39.185	13057004	1.1705	2672785	142-62-1	正己酸
53	40.546	40.375	40.605	169231	0.0152	43525	60-12-8	苯乙醇
54	40.696	40.640	40.765	20133	0.0018	5917	138-22-7	乳酸丁酯
55	42.216	42.105	42.390	128195	0.0115	30236	111-14-8	庚酸
56	44.362	44.285	44.425	99402	0.0089	44677	124-07-2	辛酸
57	44.691	44.665	44.740	22564	0.0020	12605	106-44-5	对甲苯酚
58	46.956	46.900	47.030	35193	0.0032	11480	628-97-7	棕榈酸乙酯
				1115539986	100.0000	29041512		