
样品信息

: 2024/09/30 03:26:15 : 8 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\1\8. qgd : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\8. qgd : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm



	wi (11							
峰号	保留时间	I. Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称
1	2.063	2.015	2.155	705872	0.0229	202299	75-07-0	乙醛
2	3. 234	3. 175	3.355	10949987	0.3547	3489052	141-78-6	乙酸乙酯
3	4.619	3.875	4.785	1103152201	35. 7319	31747512	64 - 17 - 5	乙醇
4	6. 440	6.365	6.525	2251865	0.0729	728648	105-54-4	丁酸乙酯
5	6.717	6.635	6.820	1338023	0.0433	304744	71-23-8	正丙醇
6	10.416	6.910	11.030	1906763467	61.7615	12777114	7732-18-5	水
7	11. 122	11.065	11.240	36255	0.0012	10480	71-36-3	正丁醇
8	13. 358	13. 190	13.465	2589524	0.0839	631425	123-51-3	异戊醇
9	13.634	13. 465	13. 765	28208629	0.9137	5329672	123-66-0	己酸乙酯
10	16. 551	16. 485	16.675	21840	0.0007	5066	687-47-8	L-乳酸乙酯
11	17.974	17.855	18.070	42335	0.0014	8612	106-30-9	庚酸乙酯
12	18. 967	18.815	19. 190	8062974	0.2612	1819591	687-47-8	L-乳酸乙酯
13	21.427	21.375	21.525	33055	0.0011	9339	52089-54-0	2-羟基正丁酸乙酯
14	22. 244	22. 130	22.290	54056	0.0018	17102	2441-06-7	2-羟基-3-甲基丁酸乙酯
15	22. 382	22.320	22.480	35831	0.0012	10113	106-32-1	辛酸乙酯
16	23. 736	23.600	24.240	8337124	0.2700	1233865	64 - 19 - 7	乙酸
17	30. 748	30.615	30.940	1543076	0.0500	343085	107-92-6	丙二醇甲醚
18	32.279	32.150	32.350	20925	0.0007	6339	503-74-2	异戊酸
19	34.800	34.650	34.965	49648	0.0016	12727	109 - 52 - 4	正戊酸
20	38. 606	38. 490	38.840	11363613	0. 3681	2575359	142-62-1	正己酸
21	40.568	40.500	40.675	21567	0.0007	6904	60-12-8	苯乙醇
22	42. 240	42.140	42.320	41408	0.0013	10839	111-14-8	庚酸
23	44.371	44.315	44.405	11278	0.0004	7069	124-07-2	辛酸
24	48. 324	48.215	48.740	1665337	0.0539	179726	56-81-5	甘油
				3087299890	100.0000	61466682		