


样品信息

分析日期 : 2024/09/30 08:25:52  
样品名 : 12  
样品 ID :  
数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\1\12. qgd  
原始数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\12. qgd  
方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm  
原始方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm  
报告文件 :

色谱图 12 D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\1\12. qgd



峰表 TIC									
峰号	保留时间	I. Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称	
1	2.060	2.010	2.150	729637	0.0241	212598	75-07-0	乙醛	
2	3.227	3.165	3.355	10849004	0.3578	3423380	141-78-6	乙酸乙酯	
3	4.598	3.865	4.770	1089548635	35.9360	31869448	64-17-5	乙醇	
4	6.426	6.350	6.515	2239010	0.0738	728640	105-54-4	丁酸乙酯	
5	6.693	6.615	6.795	1338451	0.0441	331868	71-23-8	正丙醇	
6	10.342	6.910	10.630	1866137801	61.5498	12729719	7732-18-5	水	
7	11.086	11.025	11.160	28168	0.0009	10332	71-36-3	正丁醇	
8	13.324	13.200	13.425	2536190	0.0836	662621	123-51-3	异戊醇	
9	13.627	13.425	13.800	28162122	0.9289	5125354	123-66-0	己酸乙酯	
10	17.982	17.910	18.030	29743	0.0010	7391	106-30-9	庚酸乙酯	
11	18.945	18.825	19.150	7885544	0.2601	1821989	687-47-8	L-乳酸乙酯	
12	21.426	21.335	21.490	30816	0.0010	8676	52089-54-0	2-羟基正丁酸乙酯	
13	22.227	22.180	22.290	52995	0.0017	15222	2441-06-7	2-羟基-3-甲基丁酸乙酯	
14	22.371	22.330	22.450	29911	0.0010	9251	106-32-1	辛酸乙酯	
15	23.736	23.650	24.050	8051147	0.2655	1139313	64-19-7	乙酸	
16	30.728	30.550	30.925	1488861	0.0491	346128	107-92-6	丙二醇甲醚	
17	32.247	32.200	32.340	28754	0.0009	6776	503-74-2	异戊酸	
18	34.783	34.730	34.830	29445	0.0010	10251	109-52-4	正戊酸	
19	38.592	38.450	38.825	11080504	0.3655	2546765	142-62-1	正己酸	
20	40.548	40.465	40.620	21794	0.0007	5215	60-12-8	苯乙醇	
21	42.218	42.190	42.280	18089	0.0006	7213	111-14-8	庚酸	
22	44.363	44.300	44.425	31674	0.0010	10232	124-07-2	辛酸	
23	48.306	48.150	48.675	1569376	0.0518	165954	56-81-5	甘油	
				3031917671	100.0000	61194336			