


分析日期 : 2024/09/30 09:40:53
样品名 : 13
样品 ID :
数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\1\13. qgd
原始数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\13. qgd
方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm
原始方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm
报告文件 :

样品信息

色谱图 13 D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\1\13. qgd



峰表 TIC									
峰号	保留时间	I. Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称	
1	2.055	1.965	2.270	755567	0.0251	115117	75-07-0	乙醇	
2	2.577	2.520	2.730	313256	0.0104	68982	67-64-1	丙酮	
3	3.230	3.165	3.370	5068204	0.1685	1280021	141-78-6	乙酸乙酯	
4	4.693	3.860	4.880	1283144842	42.6575	32899350	64-17-5	乙醇	
5	5.014	4.935	5.120	220785	0.0073	51818	107-87-9	2-戊醇	
6	6.293	6.250	6.370	64256	0.0021	21870	78-92-2	仲丁醇	
7	6.447	6.380	6.535	732876	0.0244	210421	105-54-4	丁酸乙酯	
8	6.752	6.690	6.845	518953	0.0173	128301	71-23-8	正丙醇	
9	10.108	6.905	10.500	1696162526	56.3881	12579164	7732-18-5	水	
10	11.039	10.940	11.160	912617	0.0303	283515	71-36-3	正丁醇	
11	13.275	13.150	13.450	456470	0.0152	105599	123-51-3	异戊醇	
12	13.639	13.450	13.800	9540208	0.3172	2158236	123-66-0	己酸乙酯	
13	14.978	14.915	15.050	40380	0.0013	12705	71-41-0	正戊醇	
14	16.463	16.425	16.520	13331	0.0004	5323	513-86-0	3-羟基-2-丁酮	
15	17.341	17.300	17.405	5843	0.0002	3531	626-77-7	己酸丙酯	
16	18.013	17.920	18.080	76498	0.0025	21396	106-30-9	庚酸乙酯	
17	18.914	18.775	19.100	3320503	0.1104	748229	687-47-8	L-乳酸乙酯	
18	19.275	19.100	19.450	303789	0.0101	76189	111-27-3	正己醇	
19	21.435	21.350	21.510	35626	0.0012	9694	626-82-4	己酸丁酯	
20	22.397	22.340	22.505	59882	0.0020	18777	106-32-1	辛酸乙酯	
21	23.798	23.700	24.050	2666293	0.0886	481207	64-19-7	乙酸	
22	27.082	27.025	27.125	19291	0.0006	7027	25601-36-9	2-羟基乙基己酸酯	
23	28.407	28.380	28.470	14144	0.0005	5229	79-31-2	异丁醇	
24	29.252	29.210	29.335	24909	0.0008	6704	57-55-6	丙二醇	
25	29.520	29.500	29.585	1975	0.0001	1029	6378-65-0	己酸己酯	
26	30.716	30.645	30.830	513513	0.0171	128259	107-92-6	丙二醇甲醚	
27	32.264	32.170	32.335	46543	0.0015	9254	503-74-2	异戊酸	
28	34.776	34.670	34.885	95519	0.0032	23608	109-52-4	正戊酸	
29	38.583	38.400	38.775	2810099	0.0934	654442	142-62-1	正己酸	
30	40.532	40.475	40.605	20656	0.0007	5601	60-12-8	苯乙醇	
31	42.216	42.150	42.285	23716	0.0008	7447	111-14-8	庚酸	
32	44.359	44.310	44.395	31097	0.0010	15141	124-07-2	辛酸	
				3008014167	100.0000	52143186			