样品信息 : 2024/10/11 17:01:11 : -37 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\-37. qgd : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\-37. qgd : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm

## 色谱图 -37 D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\-37. ggd

		色信图 -37 D.\DATA\日伯-于	注(主17年注(2024(0929(3	\-31. qgu	TIC
- 1 (2 版 2 088 78	0.01 	法權用編列 法權利 法 (大概 (大概 (大元) (大元) (大元) (大元) (大元) (大元) (大元) (大元)	28/ 內種基本的 202 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	24/月柱酸乙酯/38-288/38-593 - 46/3 苯丙酸乙酯/39-500 - 44/苯乙醇/40.553 - 48/庚酸/42.222 - 348/羧酶	25.0 0 55 min
		17	7 ± mro		

					峰表	TIC		
峰号	保留时间	I.Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称
1	2. 058	2.010	2. 125	646387	0. 0349	256246	75-07-0	乙醛
2	2. 578	2. 520	2. 695	2917144	0. 1575	910126	67-64-1	丙酮
3	3. 234	3. 175	3. 370	8522649	0. 4603	2142875	141-78-6	乙酸乙酯
4	3. 401	3. 370	3. 480	210157	0. 0113	55232	78-93-3	2-丁酮
5	3. 647	3. 605	3. 770	208949	0. 0113	45448	590-86-3	异戊醛
6	4. 657	3. 860	4. 880	806880423	43. 5758	26280046	64-17-5	乙醇
7	5. 017	4. 925	5. 135	3263351	0. 1762	771668	107-87-9	2-戊酮
8	6. 318	6. 125	6. 405	524402	0. 0283	107618	78-92-2	仲丁醇
9	6. 465	6. 395	6. 535	1313414	0.0709	368590	105-54-4	丁酸乙酯
10	6. 645	6. 535	6. 695	1083511	0.0585	164001	71-23-8	正丙醇
11	6. 794	6. 695	6. 905	3925292	0. 2120	716762	71-23-8	正丙醇
$\overline{12}$	10. 428	6. 905	11. 040	956927703	51. 6792	7944541	7732-18-5	水
13	11. 169	11.040	11.390	4174265	0.2254	1013594	71-36-3	正丁醇
14	13.368	13. 140	13.490	3283426	0.1773	752464	123-51-3	异戊醇
15	13.656	13.490	13.740	22609673	1.2210	3697511	123-66-0	己酸乙酯
16	13.825	13. 755	13.905	85201	0.0046	22194	108-11-2	4-甲基-2-戊醇
17	15.046	14.965	15. 145	446498	0.0241	131303	71 - 41 - 0	正戊醇
18	15. 360	15. 315	15. 395	18107	0.0010	7202	142-92-7	乙酸己酯
19	16. 234	16. 165	16. 285	77656	0.0042	22479	65330-49-6	呋喃乙醚
20	16.566	16. 440	16. 740	262591	0.0142	43379	513-86-0	3-羟基-2-丁酮
21	17. 325	17. 260	17. 380	41243	0.0022	14609	626-77-7	己酸丙酯
22	18. 001	17. 930	18.090	540093	0.0292	159114	106-30-9	庚酸乙酯
23	18. 958	18. 840	19. 165	6233899	0. 3367	1381834	687-47-8	L-乳酸乙酯
24	19. 314	19. 165	19. 540	3208600	0. 1733	803428	111-27-3	正己醇
25	20. 963	20. 885 21. 365	21. 010	28089	0.0015	8076	626-82-4	己酸丁酯
26 27	21. 439 22. 404	21. 305	21. 505 22. 500	74664 284394	0. 0040 0. 0154	21432 77714	626-82-4	己酸丁酯
28	23. 353	23. 260	23. 430	63896	0. 0154	16513	106-32-1 $2198-61-0$	辛酸乙酯 己酸异戊酯
29	23. 571	23. 495	23. 450	35819	0.0033	9751	111-70-6	正庚醇
30	23. 743	23. 455	24. 165	8011275	0. 4327	992864	64-19-7	乙酸
31	27 092	26. 965	27. 140	168192	0. 9091	44269	25601-36-9	乙版 2-羟基乙基己酸酯
32	27. 092 27. 174	27. 140	27. 250	140051	0. 0076	31674	513-85-9	2,3-丁二醇
33	27. 304	27. 250	27. 415	69409	0.0037	14878	79-09-4	丙酸
34	28, 415	28. 275	28. 480	37812	0.0020	9500	79-31-2	异丁酸
35	28. 677	28. 575	28.800	173108	0.0093	38169	513-85-9	2.3-丁二醇
36	29. 256	29. 140	29.490	444566	0.0240	78146	57-55-6	丙二醇
37	29. 546	29.495	29.640	106333	0.0057	29700	6378-65-0	己酸己酯
38	30. 736	30.640	30.990	907369	0.0490	190002	107-92-6	丙二醇甲醚
39	31.842	31.750	31.945	118219	0.0064	27384	98-00-0	糠醇
40	32. 266	32. 185	32.395	139805	0.0076	29284	503-74-2	异戊酸
41	33.601	33. 520	33.695	31603	0.0017	8232	6314-97-2	(2,2-二乙氧基乙基)-苯
42	34. 794	34.665	34. 990	348866	0.0188	75818	109 - 52 - 4	正戊酸
43	36. 104	36. 025	36. 180	77232	0.0042	18615	101-97-3	苯乙酸乙酯
44	38. 208	38. 140	38. 305	27012	0.0015	7744	106-33-2	月桂酸乙酯
45	38. 593	38. 390	39. 140	11231069	0.6065	2337043	142-62-1	正己酸
46	39. 500	39. 410	39. 565	30727	0.0017	8938	2021-28-5	3-苯丙酸乙酯
47	40. 553	40. 470	40.640	116259	0. 0063	28078	60-12-8	苯乙醇
48 49	42. 222 44. 095	42. 130 44. 045	42. 315 44. 160	116947 48270	0. 0063 0. 0026	30961 24919	111-14-8 124-06-1	庚酸 肉豆蔻酸乙酯
43	44.030	44.040	44. 100	40210	0.0020	44313	124 00 1	NATUSEX CHE

峰号 50 51 52 53 54 55	保留时间 44.366 44.692 46.966 47.370 51.327 52.618	I. Time 44. 325 44. 650 46. 895 47. 330 51. 265 52. 515	F. Time 44. 415 44. 745 47. 045 47. 465 51. 410 52. 815	峰面积 36770 32185 341903 30989 308218 684308 1851669993	峰面积% 0.0020 0.0017 0.0185 0.0017 0.0166 0.0370 100.0000	峰高 19239 14700 146040 8376 80650 140379 52381352	CAS# 124-07-2 106-44-5 628-97-7 6114-18-7 6114-18-7 544-35-4	名称 辛酸基苯乙 特相酸酸乙 反油油 反亚油 配面
--	--	---	---	--	--	---	--	--