
: 20 : 59 2024/10/10 21:10:33

D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\1\59.qgd D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\59.qgd D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇.qgm D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇.qgm

色谱图 59 D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\1\59.qgd



					似主	TIC		
峰号	保留时间	I.Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称
1	2. 051	2.000	2. 175	1587093	и 0. 0804	655313	75-07-0	乙醛
2	2. 560	2. 510	2. 610	114021	0. 0058	29887	108-22-5	乙酸异丙烯酯
3	2. 635	2. 610	2. 690	121561	0.0058	54231	109-94-4	甲酸乙酯
4	3. 227	3. 165	3. 470	15324767	0. 7762	3493681	141-78-6	乙酸乙酯
5	3. 639	3. 590	3. 770	230136	0. 7762	52916	590-86-3	こ版乙脂 异戊醛
6	4. 652	3. 855	4. 835	808557364	40. 9536	25763750	64-17-5	力以底 乙醇
7	4. 985	4. 925	5. 145	283949	0. 0144	49175	1741-41-9	异丁醛二乙基乙缩醛
8	6. 205	6. 135	6. 255	151876	0. 0144	28380	78-92-2	并了眭一乙圣乙组眭 仲丁醇
9	6. 311	6. 255	6. 375	426438	0. 0077	111896	78-92-2 78-92-2	仲丁醇
10	6. 452	6. 375	6. 535	3688218	0. 0210	988304	105-54-4	丁酸乙酯
11	6. 635	6. 535	6. 685	963782	0. 0488	150001	71-23-8	正丙醇
12	6. 783	6. 685	6. 895	3555062	0. 1801	674015	71-23-8	正丙醇
13	10. 394	6. 895	11. 005	1054051357	53. 3879	8596228	7732-18-5	水
14	11. 153	11. 005	11. 380	4636493	0. 2348	1143770	71-36-3	正丁醇
15	12. 859	12. 795	12. 920	41722	0. 2346	13673	109-21-7	一
16	13. 354	13. 130	13. 455	5157257	0. 2612	1132688	123-51-3	异戊醇
17	13. 647	13. 455	13. 755	29571269	1. 4978	4506641	123-66-0	己酸乙酯
18	15. 038	14. 930	15. 230	381456	0. 0193	92143	71-41-0	正戊醇
19	15. 339	15. 270	15. 420	56057	0. 0133	16112	142-92-7	乙酸己酯
20	16. 219	16. 140	16. 290	52312	0. 0026	13601	65330-49-6	· 呋喃乙醚
21	16. 551	16. 405	16. 730	257496	0. 0130	45169	513-86-0	3-羟基-2-丁酮
22	17. 305	17. 245	17. 365	67409	0. 0034	22142	626-77-7	己酸丙酯
23	17. 986	17. 900	18. 130	652931	0. 0331	180475	106-30-9	庚酸乙酯
24	18. 955	18. 730	19. 205	12802308	0. 6484	2675462	687-47-8	L-乳酸乙酯
25	19. 288	19. 205	19. 425	2344432	0. 1187	632866	111-27-3	正己醇
26	21. 421	21. 350	21. 500	203389	0. 0103	59953	626-82-4	正己醇 己酸丁酯
$\frac{1}{27}$	22. 397	22. 305	22. 480	773392	0. 0392	195331	106-32-1	辛酸乙酯
28	23. 331	23. 180	23. 420	143732	0.0073	25630	2198-61-0	己酸异戊酯
29	23.630	23.420	23.630	41573	0.0021	10519	2198-61-0	己酸异戊酯
30	23.702	23.630	24.255	11412463	0.5780	1284734	64-19-7	乙酸
31	25. 592	25. 515	25.660	37889	0.0019	9835	6378-65-0	己酸己酯
32	26. 237	26. 190	26. 280	19500	0.0010	7112	138-22-7	乳酸丁酯
33	26. 443	26.395	26.560	59989	0.0030	12056	64-18-6	甲酸
34	27.077	27.005	27.125	273128	0.0138	70640	25601-36-9	2-羟基乙基己酸酯
35	27. 161	27. 125	27.230	186170	0.0094	40012	513-85-9	2,3-丁二醇
36	27. 273	27. 230	27.455	125020	0.0063	24501	79-09-4	丙酸
37	27.695	27.625	27.775	37982	0.0019	9948	111-87-5	正辛醇
38	28. 103	28.070	28. 185	18475	0.0009	8346	19329-89-6	乳酸异戊酯
39	28. 399	28. 340	28.460	63998	0.0032	16397	79-31-2	异丁酸
40	28.665	28.555	28.750	112997	0.0057	24946	513-85-9	2,3-丁二醇
41	29. 236	29. 145	29. 345	211972	0.0107	44435	57-55-6	方二醇
42	29. 533	29.450	29.625	210569	0.0107	58191	6378-65-0	己酸己酯
43	30. 716	30. 555	31.005	2042543	0. 1035	415521	107-92-6	丙二醇甲醚
44	31. 812	31. 750	31. 925	56515	0. 0029	14209	98-00-0	糠醇
45	32. 248	32. 165	32. 330	183687	0.0093	41173	503-74-2	异戊酸
46	33. 575	33. 535	33. 640	22269	0.0011	7220	6314-97-2	(2,2-二乙氧基乙基)-苯
47	34. 779	34. 680	34. 980	341120	0. 0173	71212	109-52-4	正戊酸
48	35. 545	35. 465	35. 595	23024	0.0012	6523	63169-61-9	三氟乙酸乙酯
49	36. 078	36.000	36. 145	66854	0.0034	16812	101-97-3	苯乙酸乙酯

峰号	保留时间	I.Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称
50	38. 581	38.455	39. 180	12246548	0.6203	2566678	142-62-1	正己酸
51	40. 541	40.470	40.615	116150	0.0059	30766	60-12-8	苯乙醇
52	42. 208	42.135	42.290	94729	0.0048	25465	111-14-8	庚酸
53	44.359	44.310	44.410	85847	0.0043	38569	124-07-2	辛酸
54	44.686	44.650	44.735	37036	0.0019	15596	106 - 44 - 5	对甲苯酚
				1974325326	100.0000	56274849		