
样品信息

样品信息 : 2024/09/30 02:11:23 : 7 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\1\7. qgd : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\7. qgd : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm

色谱图 7 D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\1\7.qgd



			峰表 TIC						
峰号	保留时间	I.Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称	
1	2. 065	2.015	2.185	1119002	0. 0369	207953	75-07-0	乙醛	
2	3. 237	3. 175	3.390	10889047	0.3588	2841452	141-78-6	乙酸乙酯	
3	4.702	3.875	4.885	1261590147	41.5752	32468457	64 - 17 - 5	乙醇	
4	6.309	6.250	6.385	493048	0.0162	154965	78-92-2	仲丁醇	
5	6.461	6.385	6.555	3100351	0.1022	891680	105-54-4	丁酸乙酯	
6	6.763	6.675	6.870	1856744	0.0612	444044	71-23-8	正丙醇	
7	10. 128	6.945	10.265	1678181191	55. 3037	12472337	7732-18-5	水	
8	11.056	10.965	11.165	1155784	0.0381	359015	71-36-3	正丁醇	
9	13. 301	13. 160	13.460	3317886	0. 1093	708597	123-51-3	异戊醇	
10	13. 707	13. 460	13.835	40183694	1. 3242	6634317	123-66-0	己酸乙酯	
11	16. 486	16. 375	16.625	506567	0.0167	118875	513-86-0	3-羟基-2-丁酮	
12	18. 953	18. 760	19. 160	11695171	0. 3854	2657944	687-47-8	L-乳酸乙酯	
13	19.310	19. 160	19. 485	856848	0.0282	211188	111-27-3	正己醇	
14	23. 756	23.660	24.060	7130910	0. 2350	1029697	64 - 19 - 7	乙酸	
15	27. 308	27. 220	27.385	46428	0.0015	11574	79-09-4	丙酸	
16	28. 434	28. 395	28.500	9999	0.0003	4357	79-31-2	异丁酸	
17	29. 295	29. 195	29. 405	36356	0.0012	8229	57-55-6	丙二醇	
18	30. 742	30. 585	30. 935	2514674	0.0829	569344	107-92-6	丙二醇甲醚	
19	32. 276	32. 190	32. 380	58005	0.0019	11899	503-74-2	异戊酸	
20	34. 803	34. 665	34. 945	197495	0.0065	43188	109-52-4	正戊酸	
21	38. 608	38. 485	38.810	9214981	0. 3037	2218141	142-62-1	正己酸	
22	39. 478	39. 380	39. 550	12103	0.0004	4280	334-48-5	癸酸	
23	40. 572	40. 500	40.675	24286	0.0008	5429	60-12-8	苯乙醇	
24	42. 239	42. 175	42. 320	29814	0.0010	7857	111-14-8	庚酸	
25	44. 372	44. 320	44. 435	10797	0.0004	6215	124-07-2	辛酸	
26	48. 331	48. 210	48.685	249924	0.0082	26526	56-81-5	甘油	
				3034481252	100.0000	64117560			