


分析日期 : 2024/10/01 01:48:46
样品名 : 26
样品 ID :
数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\1\26. qgd
原始数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\26. qgd
方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm
原始方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm
报告文件 :

样品信息

色谱图 26 D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\1\26. qgd



峰表 TIC									
峰号	保留时间	I. Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称	
1	2.056	2.005	2.385	2558377	0.0796	448747	75-07-0	乙醇	
2	2.575	2.520	2.605	30258	0.0009	11254	67-64-1	丙酮	
3	2.633	2.600	2.700	110996	0.0035	52577	109-94-4	甲酸乙酯	
4	2.848	2.810	2.900	21352	0.0007	10094	462-95-3	二乙氧基甲烷	
5	3.226	3.155	3.475	20895200	0.6505	5282001	141-78-6	乙酸乙酯	
6	3.625	3.585	3.685	28380	0.0009	10337	590-86-3	异戊醛	
7	4.683	3.855	5.260	1318789818	41.0578	33741486	64-17-5	乙醇	
8	5.814	5.725	5.880	34304	0.0011	8690	142-92-7	乙酸己酯	
9	6.293	6.140	6.375	955813	0.0298	223262	78-92-2	仲丁醇	
10	6.441	6.375	6.525	1598661	0.0498	467986	105-54-4	丁酸乙酯	
11	6.759	6.525	6.885	6644166	0.2069	1108110	71-23-8	正丙醇	
12	10.168	6.915	10.345	1797111554	55.9493	12858598	7732-18-5	水	
13	11.054	10.970	11.160	1345868	0.0419	416906	71-36-3	正丁醇	
14	13.313	13.080	13.480	13323541	0.4148	1973862	123-51-3	异戊醇	
15	13.630	13.480	13.830	19475515	0.6063	3443237	123-66-0	己酸乙酯	
16	14.985	14.915	15.055	51418	0.0016	17002	71-41-0	正戊醇	
17	16.480	16.400	16.550	58923	0.0018	12568	513-86-0	3-羟基-2-丁酮	
18	17.993	17.915	18.070	87296	0.0027	25961	106-30-9	庚酸乙酯	
19	18.928	18.780	19.180	9605645	0.2991	2056836	687-47-8	L-乳酸乙酯	
20	19.258	19.180	19.365	536192	0.0167	149288	111-27-3	正己醇	
21	20.213	20.100	20.310	55269	0.0017	13511	111-35-3	3-乙氧基-1-丙醇	
22	21.418	21.340	21.480	30956	0.0010	7899	626-82-4	己酸丁酯	
23	22.223	22.170	22.270	16832	0.0005	4989	2441-06-7	2-羟基-3-甲基丁酸乙酯	
24	22.385	22.300	22.485	335257	0.0104	96357	106-32-1	辛酸乙酯	
25	23.684	23.600	24.035	9553255	0.2974	1366947	64-19-7	乙酸	
26	26.402	26.320	26.475	39486	0.0012	9339	64-18-6	甲酸	
27	27.061	26.990	27.090	96253	0.0030	29236	25601-36-9	2-羟基乙基己酸酯	
28	27.153	27.090	27.220	388671	0.0121	84978	513-85-9	2,3-丁二醇	
29	27.273	27.220	27.380	157022	0.0049	30439	79-09-4	丙酸	
30	27.661	27.625	27.755	30014	0.0009	8066	111-87-5	正辛醇	
31	28.392	28.310	28.455	69134	0.0022	16558	79-31-2	异丁酸	
32	28.662	28.580	28.785	155026	0.0048	34510	513-85-9	2,3-丁二醇	
33	29.239	29.145	29.315	60207	0.0019	13372	57-55-6	丙二醇	
34	30.702	30.580	30.820	735637	0.0229	162361	107-92-6	丙二醇甲醚	
35	31.808	31.730	31.865	21285	0.0007	5700	98-00-0	糠醇	
36	32.240	32.145	32.350	155759	0.0048	37227	123-25-1	丁二酸二乙酯	
37	34.757	34.690	34.865	67626	0.0021	16823	109-52-4	正戊酸	
38	34.912	34.895	34.940	3315	0.0001	3303	764-48-7	乙二醇单乙基醚	
39	35.386	35.350	35.435	4500	0.0001	4312	38996-01-9	3-羟基-4-戊烯酸乙酯	
40	36.084	36.000	36.180	26619	0.0008	5255	101-97-3	苯乙酸乙酯	
41	37.097	37.005	37.175	24371	0.0008	6216	2021-28-5	3-苯丙酸乙酯	
42	38.156	38.110	38.240	28805	0.0009	8178	106-33-2	月桂酸乙酯	
43	38.561	38.435	38.810	5229223	0.1628	1332691	142-62-1	正己酸	
44	40.532	40.405	40.655	595129	0.0185	143588	60-12-8	苯乙醇	
45	42.209	42.135	42.300	28811	0.0009	7558	111-14-8	庚酸	
46	44.072	44.005	44.145	45681	0.0014	16528	124-06-1	肉豆蔻酸乙酯	
47	44.355	44.315	44.425	66923	0.0021	35982	124-07-2	辛酸	
48	45.861	45.815	45.915	14769	0.0005	5962	4511-42-6	L-乳酸	
49	46.943	46.880	47.005	217095	0.0068	92125	628-97-7	棕榈酸乙酯	

峰号	保留时间	I. Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称
50	47.332	47.270	47.430	49250	0.0015	12547	334-48-5	癸酸
51	48.301	48.170	48.585	233272	0.0073	21231	56-81-5	甘油
52	49.352	49.260	49.450	22820	0.0007	6053	123-25-1	丁二酸二乙酯
53	51.287	51.210	51.355	96841	0.0030	26777	6114-18-7	反油酸乙酯
54	52.568	52.485	52.670	116898	0.0036	28340	544-35-4	亚油酸乙酯
				3212035288	100.0000	66013760		